

KERN 334-036

KERN

Jeu de poids, F2, 1 g - 100 g, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un boîtier en aluminium



Poids d'expédition 0,9 kg

Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium 314-030-600

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F2
Famille de produits	334

Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	1 g - 100 g
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	F2

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	210×140×98 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox finement tourné (OIML)
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-416
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-416

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	210×140×98 mm
Poids net	0,9 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,90 kg
Poids brut env.	0,90 kg