

KERN 334-036

KERN

Gewichtenset, F2, 1 g - 100 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid, in aluminium behuizing



Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 314-030-600

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	334

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 100 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	F2

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	210×140×98 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	962-416
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-416

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	210×140×98 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Brutogewicht ca.	0,90 kg
Verzendgewicht	0,9 kg