

Folleto del producto

07.08.2026

KERN 334-04

Juego de pesas, F2, 1 g - 200 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado, en un estuche de madera


ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

Estándar

Opción

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
353-440-200	Estuche para pesa de madera 353-440-200 (para valores nominales 1 mg - 200 g para clases F2 + M1 + M2 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-712	Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-712
921-417	Divergencia positiva garantizada (> +1/3 OIML) KERN 921-417
962-417	Certificado de calibración DAkkS 962-417
962-417R	Recalibración DAkkS 962-417R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables