

Brochure produit

07.08.2026

KERN 334-04

Jeu de poids, F2, 1 g - 200 g, Bouton, inox finement tourné, dans une caisse en bois

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
353-440-200	Étui de poids en bois 353-440-200 (pour les valeurs nominales 1 mg - 200 g pour les classes F2 + M1 + M2 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-712	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-712,
921-417	Écart positif garanti ($> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-417
962-417	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-417
962-417R	Réétalonnage DAkkS 962-417R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables