

KERN 334-04

KERN

Juego de pesas, F2, 1 g - 200 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado, en un estuche de madera



Casos opcionales

Maletín - Número de artículo de madera 353-440-200

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN 4045761005914
Número de mercancía 84239090
Clasificación REACH ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoría

Marca KERN
Categoría de producto Juego de pesas
Grupo de producto OIML F2
Familia de productos 334

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal 1 g - 200 g
Peso de control OIML clase F2
OIML-conforme ✓

Diseño

Dimensiones (A×P×A) 160×98×58 mm
Forma constructiva pesa Botón
Material acero inoxidable finamente torneado
Número de pesos 11
Estuche de juego de pesas en un estuche de madera

Servicios

Número de artículo para calibración DAkks 962-417
Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-417

Embalaje y envío

Plazo de entrega 1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A) 160×98×58 mm
Método de envío Servicio de paquetes
Peso neto aprox. 1,2 kg
Peso bruto aprox. 1,2 kg
Peso de envío 1,04 kg