

# KERN 334-04

**KERN**

Juego de pesas, F2, 1 g - 200 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de madera



Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envío	1,04 kg

## Casos opcionales

Maletín - Número de artículo de madera	353-440-200
--	-------------

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F2
Familia de productos	334

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g - 200 g
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	F2

## Diseño

Dimensiones (A×P×A)	160×98×58 mm
Forma constructiva pesa	Botón
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)
Número de pesos	11
Estuche de juego de pesas	en un estuche de madera

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-417
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-417

## Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	160×98×58 mm
Peso neto	1,04 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,2 kg