

KERN 334-04

KERN

Gewichtenset, F2, 1 g - 200 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid, in een houten kist



Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer 353-440-200

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	334

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 200 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	F2

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	160×98×58 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid
Aantal gewichten	11
Etui van gewichtenset	in een houten kist

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-417
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-417

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	160×98×58 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg
Verzendgewicht	1,04 kg