

Productbrochure

07.08.2026

KERN 334-044

Gewichtenset, F2, 1 g - 200 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in een kunststof koffer


NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
313-052-400	Kunststof koffer 313-052-400 (voor nominale waarden bis 500 g voor klassen E1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-712	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-712
921-417	Gegarandeerde plus-afwijking (> +1/3 OIML) KERN 921-417
962-417	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-417
962-417R	DAkKS-rekalibratie 962-417R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen