

Brochura do produto

07.08.2026

KERN 334-044

Conjunto de pesos, F2, 1 g - 200 g, Botão, aço inox virado fino, num estojo plástico


PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
313-052-400	Maleta em plástico 313-052-400 (para valores nominais bis 500 g para classes E1 - M3 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-712	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-7 12
921-417	Desvio Plus garantido ($> +1/3$ OIML) KERN 921-4 17
962-417	Certificado de calibração DAkkS 962-417
962-417R	Recalibração DAkkS 962-417R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis