

# KERN 334-044

# KERN

Juego de pesas, F2, 1 g - 200 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado, en un estuche de plástico



Peso de envío 0,94 kg

## Casos opcionales

Caso - Plástico Número de artículo 313-052-400

## Información sobre el producto

GTIN/Número EAN 4045761005921  
Número de mercancía 84239090  
Clasificación REACH ninguna sustancia prohibida

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



## Categoría

Marca KERN  
Categoría de producto Juego de pesas  
Grupo de producto OIML F2  
Familia de productos 334

## Sistema de medición

Peso de control OIML clase F2  
Peso de control - valor nominal 1 g - 200 g  
OIML-conforme ✓

## Diseño

Dimensiones (A×P×A) 250×210×75 mm  
Forma constructiva pesa Botón  
Material acero inoxidable finamente torneado  
Número de pesos 11  
Estuche de juego de pesas en un estuche de plástico

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkks 962-417  
Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-417

## Embalaje y envío

Plazo de entrega 1 d  
Dimensiones del embalaje (A×P×A) 250×210×75 mm  
Método de envío Servicio de paquetes  
Peso neto aprox. 0,95 kg  
Peso bruto aprox. 0,95 kg