

KERN 334-046

KERN

Juego de pesas, F2, 1 g - 200 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de aluminio



Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envío	1,1 kg

Casos opcionales

Caso - Aluminio Número de artículo	314-040-600
------------------------------------	-------------

Pictogramas

STANDARD



1 DAY

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F2
Familia de productos	334

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g - 200 g
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	F2

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	210×140×98 mm
Forma constructiva pesa	Botón
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-417
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-417

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	210×140×98 mm
Peso neto	1,1 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,2 kg