

Brochura do produto

07.08.2026

KERN 334-05

Conjunto de pesos, F2, 1 g - 500 g, Botão, aço inox virado fino, numa caixa de madeira

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
353-450-200	Caixa de peso de madeira 353-450-200 (para valores nominais 1 mg - 500 g para classes F2 + M1 + M2 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-713	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-713
921-418	Desvio Plus garantido ($> +1/3$ OIML) KERN 921-418
962-418	Certificado de calibração DAkkS 962-418
962-418R	Recalibração DAkkS 962-418R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis