

Productbrochure

07.08.2026

# KERN 334-054

Gewichtenset, F2, 1 g - 500 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in een kunststof koffer

NEDERLANDS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

| Model       | Beschrijving                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-052-400 | Kunststof koffer 313-052-400 (voor nominale waarden bis 500 g   voor klassen E1 - M3   voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig) |

DIENSTEN

| Model    | Beschrijving                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 920-713  | Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-713 |
| 921-418  | Gegarandeerde plus-afwijking ( $> +1/3$ OIML) KERN 921-418   |
| 962-418  | DAkKS Kalibratiecertificaat 962-418                          |
| 962-418R | DAkKS-rekalibratie 962-418R                                  |

## KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen