

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 334-056

Kit di pesi, F2, 1 g - 500 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine, in valigetta di alluminio

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
314-050-600	Astuccio per peso in alluminio 314-050-600 (per valori nominali 1 g - 500 g per classi E1 - M2 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-713	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-713
921-418	Scostamento positivo garantito (> +1/3 OIML) KERN 921-418
962-418	Certificato di calibrazione DAkkS 962-418
962-418R	Ricalibrazione DAkkS 962-418R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi