

KERN 334-056

KERN

Gewichtssatz, F2, 1 g - 500 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Aluminiumetui



Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 314-050-600

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	334

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 500 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	210×140×98 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl feingedreht
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-418
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-418

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	210×140×98 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	2 kg