

KERN 334-056

KERN

Jeu de poids, F2, 1 g - 500 g, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un boîtier en aluminium



Numéro d'article pour écart positif garanti 921-418

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F2
Famille de produits	334

Système de mesure

OIML-conforme	✓
Poid de contrôle OIML classe	F2
Poid de contrôle - valeur nominale	1 g - 500 g

Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	210×140×98 mm
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium
Matériau	inox finement tourné (OIML)

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	210×140×98 mm
Poids net	1,6 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,6 kg
Poids brut env.	2,0 kg
Poids d'expédition	2 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-418
--	---------