

# KERN 334-056

**KERN**

Gewichtenset, F2, 1 g - 500 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid, in aluminium behuizing



## Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 314-050-600

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	334

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 500 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	F2

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	210×140×98 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

## Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	962-418
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-418

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	210×140×98 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	2 kg