

Folleto del producto

07.08.2026

KERN 334-064

Juego de pesas, F2, 1 g - 1 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado, en un estuche de plástico


ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

Estándar

Opción

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
313-082-400	Estuche de plástico 313-082-400 (para valores nominales bis 5 kg para clases E1 - M3 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-714	Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-714
921-419	Divergencia positiva garantizada (> +1/3 OIML) KERN 921-419
962-419	Certificado de calibración DAKKS 962-419
962-419R	Recalibración DAKKS 962-419R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables