

Productbrochure

07.08.2026

KERN 334-064

Gewichtenset, F2, 1 g - 1 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in een kunststof koffer

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
313-082-400	Kunststof koffer 313-082-400 (voor nominale waarden bis 5 kg voor klassen E1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-714	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-714
921-419	Gegarandeerde plus-afwijking (> +1/3 OIML) KERN 921-419
962-419	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-419
962-419R	DAkKS-rekalibratie 962-419R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen