

Brochura do produto

07.08.2026

# KERN 334-064

Conjunto de pesos, F2, 1 g - 1 kg, Botão, aço inox virado fino, num estojo plástico

PORTUGUÊS



## CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

| Modelo      | Descrição                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-082-400 | Maleta em plástico 313-082-400 (para valores nominais bis 5 kg   para classes E1 - M3   para forma de construção Botão/compacto) |

SERVIÇOS

| Modelo   | Descrição                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 920-714  | Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-714 |
| 921-419  | Desvio Plus garantido ( $> +1/3$ OIML) KERN 921-419        |
| 962-419  | Certificado de calibração DAKKS 962-419                    |
| 962-419R | Recalibração DAKKS 962-419R                                |

## Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis