

Brochure produit

08.08.2026

KERN 334-066

Jeu de poids, F2, 1 g - 1 kg, Bouton, inox finement tourné, dans un boîtier en aluminium

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
314-060-600	Étui de poid en aluminium 314-060-600 (pour les valeurs nominales 1 g - 1 kg pour les classes E1 - M2 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-714	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-714,
921-419	Écart positif garanti (> +1/3 OIML) poids individuel KERN 921-419
962-419	Certificat d'étalonnage DAkKS 962-419
962-419R	Réétalonnage DAkKS 962-419R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables