

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 334-066

Kit di pesi, F2, 1 g - 1 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine, in valigetta di alluminio

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
314-060-600	Astuccio per peso in alluminio 314-060-600 (per valori nominali 1 g - 1 kg per classi E1 - M2 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-714	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-714
921-419	Scostamento positivo garantito (> +1/3 OIML) KERN 921-419
962-419	Certificato di calibrazione DAkkS 962-419
962-419R	Ricalibrazione DAkkS 962-419R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi