

KERN 334-066

KERN

Gewichtssatz, F2, 1 g - 1 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Aluminiumetui



Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 314-060-600

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	334

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 1 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	230×140×110 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl feingedreht
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-419
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-419

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×140×110 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Bruttogewicht ca.	3,6 kg
Versandgewicht	3,5 kg