

# KERN 334-066

**KERN**

Juego de pesas, F2, 1 g - 1 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de aluminio



Peso bruto aprox.	3,6 kg
Peso de envío	3,5 kg

## Casos opcionales

Caso - Aluminio Número de artículo	314-060-600
------------------------------------	-------------

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F2
Familia de productos	334

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g - 1 kg
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	F2

## Diseño

Dimensiones (A×P×A)	230×140×110 mm
Forma constructiva pesa	Botón
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-419
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-419

## Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	230×140×110 mm
Peso neto	2,7 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	2,8 kg