

KERN 334-066

KERN

Jeu de poids, F2, 1 g - 1 kg, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un boîtier en aluminium



Poids d'expédition 3,5 kg

Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium 314-060-600

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F2
Famille de produits	334

Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	1 g - 1 kg
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	F2

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	230×140×110 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox finement tourné (OIML)
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-419
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-419

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	230×140×110 mm
Poids net	2,7 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	2,8 kg
Poids brut env.	3,6 kg