

KERN 334-066

KERN

Kit di pesi, F2, 1 g - 1 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML), in valigetta di alluminio



Peso di spedizione 3,5 kg

Casi facoltativi

Caso - Alluminio Codice articolo 314-060-600

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F2
Famiglia di prodotti	334

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 1 kg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	F2

Design

Dimensioni (L×P×A)	230×140×110 mm
Struttura peso	Pulsante
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-419
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-419

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	230×140×110 mm
Peso netto	2,7 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,8 kg
Peso lordo ca.	3,6 kg