

KERN 334-07

KERN

Gewichtssatz, F2, 1 g - 2 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Holzetui



Optionale Etuis

Etui - Holz Artikelnummer 353-470-200

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	334

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 2 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	305×180×140 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl feingedreht
Anzahl Gewichte	15
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-420
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-420

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	305×180×140 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	9,01 kg