

Brochure del prodotto

07.08.2026

KERN 334-074

Kit di pesi, F2, 1 g - 2 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine, in una custodia di plastica

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-082-400	Valigetta di plastica 313-082-400 (per valori nominali bis 5 kg per classi E1 - M3 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-715	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-715
921-420	Scostamento positivo garantito ($> +1/3$ OIML) KERN 921-420
962-420	Certificato di calibrazione DAkkS 962-420
962-420R	Ricalibrazione DAkkS 962-420R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi