

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 334-076

Kit di pesi, F2, 1 g - 2 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine, in valigetta di alluminio

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione

ACCESSORI

Modello	Descrizione
314-070-600	Astuccio per peso in alluminio 314-070-600 (per valori nominali 1 g - 2 kg per classi E1 - M2 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-715	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-715
921-420	Scostamento positivo garantito (> +1/3 OIML) KERN 921-420
962-420	Certificato di calibrazione DAkkS 962-420
962-420R	Ricalibrazione DAkkS 962-420R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi