

Productbrochure

08.08.2026

KERN 334-076

Gewichtenset, F2, 1 g - 2 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in aluminium behuizing

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
314-070-600	Aluminium gewichtsetui 314-070-600 (voor nominale waarden 1 g - 2 kg voor klassen E1 - M2 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-715	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-715
921-420	Gegarandeerde plus-afwijking ($> +1/3$ OIML) KERN 921-420
962-420	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-420
962-420R	DAkKS-rekalibratie 962-420R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen