

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 334-076

Conjunto de pesos, F2, 1 g - 2 kg, Botão, aço inox virado fino, em caixa de alumínio

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
314-070-600	Caixa de peso em alumínio 314-070-600 (para valores nominais 1 g - 2 kg para classes E1 - M2 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-715	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-715
921-420	Desvio Plus garantido (> +1/3 OIML) KERN 921-420
962-420	Certificado de calibração DAKKS 962-420
962-420R	Recalibração DAKKS 962-420R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis