

# KERN 334-076

# KERN

Gewichtenset, F2, 1 g - 2 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid, in aluminium behuizing



## Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 314-070-600

## Pictogrammen

## STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	334

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 2 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	F2

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	278×180×138 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

## Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	962-420
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-420

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	278×180×138 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	6 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	5,55 kg