

Productbrochure

07.08.2026

KERN 334-08

Gewichtenset, F2, 1 g - 5 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in een houten kist

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
353-480-200	Houten gewichtsetui 353-480-200 (voor nominale waarden 1 mg - 5 kg voor klassen F2 + M1 + M2 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-716	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-716
921-421	Gegarandeerde plus-afwijking (> +1/3 OIML) KERN 921-421
962-421	DAkS Kalibratiecertificaat 962-421
962-421R	DAkS-rekalibratie 962-421R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen