

Brochura do produto

07.08.2026

KERN 334-08

Conjunto de pesos, F2, 1 g - 5 kg, Botão, aço inox virado fino, numa caixa de madeira

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
353-480-200	Caixa de peso de madeira 353-480-200 (para valores nominais 1 mg - 5 kg para classes F2 + M1 + M2 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-716	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-716
921-421	Desvio Plus garantido (> +1/3 OIML) KERN 921-421
962-421	Certificado de calibração DAkkS 962-421
962-421R	Recalibração DAkkS 962-421R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis