

Folleto del producto

07.08.2026

# KERN 334-084

Juego de pesas, F2, 1 g - 5 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado, en un estuche de plástico

ESPAÑOL



## CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



## PICTOGRAMAS

Opción



## ACCESORIOS

| Modelo      | Descripción                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-082-400 | Estuche de plástico 313-082-400 (para valores nominales bis 5 kg   para clases E1 - M3   para forma constructiva Botón/compacto) |

## SERVICIOS

| Modelo   | Descripción                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 920-716  | Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-716  |
| 921-421  | Divergencia positiva garantizada (> +1/3 OIML) KERN 921-421 |
| 962-421  | Certificado de calibración DAkkS 962-421                    |
| 962-421R | Recalibración DAkkS 962-421R                                |

## Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables