

Brochura do produto

07.08.2026

KERN 334-084

Conjunto de pesos, F2, 1 g - 5 kg, Botão, aço inox virado fino, num estojo plástico

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
313-082-400	Maleta em plástico 313-082-400 (para valores nominais bis 5 kg para classes E1 - M3 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-716	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-716
921-421	Desvio Plus garantido ($> +1/3$ OIML) KERN 921-421
962-421	Certificado de calibração DAKKS 962-421
962-421R	Recalibração DAKKS 962-421R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis