

Folleto del producto

08.08.2026

KERN 334-086

Juego de pesas, F2, 1 g - 5 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado, en un estuche de aluminio


ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

Estándar

Opción

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
314-080-600	Estuche para pesa de aluminio 314-080-600 (para valores nominales 1 g - 5 kg para clases E1 - M2 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-716	Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-716
921-421	Divergencia positiva garantizada (> +1/3 OIML) KERN 921-421
962-421	Certificado de calibración DAkkS 962-421
962-421R	Recalibración DAkkS 962-421R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables