

Productbrochure

08.08.2026

KERN 334-086

Gewichtenset, F2, 1 g - 5 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in aluminium behuizing

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
314-080-600	Aluminium gewichtsetui 314-080-600 (voor nominale waarden 1 g - 5 kg voor klassen E1 - M2 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-716	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-716
921-421	Gegarandeerde plus-afwijking (> +1/3 OIML) KERN 921-421
962-421	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-421
962-421R	DAkKS-rekalibratie 962-421R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen