

KERN 334-086

KERN

Kit di pesi, F2, 1 g - 5 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML), in valigetta di alluminio



Numero di articolo per
scostamento positivo garantito 921-421

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F2
Famiglia di prodotti	334

Sistema di misura

OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	F2
Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 5 kg

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	460×260×200 mm
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	460×260×200 mm
Peso netto	12,6 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	13 kg
Peso lordo ca.	18 kg
Peso di spedizione	18 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkKS	962-421
--	---------