

Folleto del producto

07.08.2026

KERN 334-09

Juego de pesas, F2, 1 g - 10 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado, en un estuche de madera

ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

Estándar

Opción

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
353-490-200	Estuche para pesa de madera 353-490-200 (para valores nominales 1 mg - 10 kg para clases F2 + M1 + M2 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-717	Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-717
921-422	Divergencia positiva garantizada (> +1/3 OIML) KERN 921-422
962-422	Certificado de calibración DAkkS 962-422
962-422R	Recalibración DAkkS 962-422R

Resumen de pictogramas de KERN



Envío de paletas: el plazo de entrega interno del producto es de dos días



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables