

Productbrochure

07.08.2026

KERN 334-09

Gewichtenset, F2, 1 g - 10 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in een houten kist


NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
353-490-200	Houten gewichtsetui 353-490-200 (voor nominale waarden 1 mg - 10 kg voor klassen F2 + M1 + M2 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-717	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-717
921-422	Gegarandeerde plus-afwijking ($> +1/3$ OIML) KERN 921-422
962-422	DAkS Kalibratiecertificaat 962-422
962-422R	DAkS-rekalibratie 962-422R

KERN Overzicht pictogrammen



Palletverzending door expediteur: De interne productleveringstermijn bedraagt twee dagen



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen