

Productbrochure

08.08.2026

KERN 334-096

Gewichtenset, F2, 1 g - 10 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in aluminium behuizing


NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
314-090-600	Aluminium gewichtsetui 314-090-600 (voor nominale waarden 1 g - 10 kg voor klassen E1 - M2 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-717	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-717
921-422	Gegarandeerde plus-afwijking (> +1/3 OIML) KERN 921-422
962-422	DAkS Kalibratiecertificaat 962-422
962-422R	DAkS-rekalibratie 962-422R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen