

KERN 335-070-200

KERN

F2 + M3 Étui en bois pour jeux de poids individuels 1 mg - 2 kg



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui en bois

Système de mesure

Étui adapté aux valeurs nominales de poids	1 mg - 2 kg
Étui adapté aux classes OIML	F2 + M3
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	305×180×140 mm
Matériau	hêtre
Étui - Poids le plus élevé possible	2 kg

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	310×180×140 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	3,0 kg
Poids brut env.	3,0 kg
Poids d'expédition	2,9 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761006140
Numéro de marchandise	84239090
Classification REACH	pas de substances interdites