

KERN 335-070-200

KERN

F2 + M3 Custodia in legno per pesiere individuali 1 mg - 2 kg



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Cofanetto in legno

Sistema di misura

Caso adatto ai valori di peso nominale	1 mg - 2 kg
Caso adatto alle classi OIML	F2 + M3
Design con peso adeguato per la custodia	Bottone/compact

Design

Dimensioni (L×P×A)	305×180×140 mm
Materiale	faggio
Caso - Peso massimo possibile	2 kg

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	310×180×140 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,0 kg
Peso lordo ca.	3,0 kg
Peso di spedizione	2,9 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761006140
Numero merceologico	84239090
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita