

# KERN 335-070-200

# KERN

F2 + M3 Estojo de madeira para conjuntos de peso individuais 1 mg - 2 kg



## Pictogramas

STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo de madeira

## Sistema de medição

Estojo adequado para valores de peso nominal	1 mg - 2 kg
Estojo adequado para as aulas da OIML	F2 + M3
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	305×180×140 mm
Material	faia
Estojo - Maior peso possível	2 kg

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	310×180×140 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	3,0 kg
Peso bruto aprox.	3,0 kg
Peso de envio	2,9 kg

## Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761006140
Número de mercadoria	84239090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas