

KERN 335-240

KERN

Pinça para agarrar com segurança pesos para teste pequenos



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Acessórios de pesos de aferição metrológica
Grupo de produto	Pinça

Desenho

Dimensões (L×P×A)	102×6×7 mm
-------------------	------------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	100×100×10 mm
Peso líquido	0,005 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Pictogramas

STANDARD

