

Produktbroschüre

08.08.2026

KERN 336-37

Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 10 kg, Block, Edelstahl

DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

BITTE BEACHTEN SIE FÜR IHRE BESTELLUNG

- Für dieses Gewicht empfehlen wir auf Grund der sehr genauen Gewichtsklasse unbedingt ein Etui. Eine Auswahl finden Sie im Abschnitt Zubehör

PIKTOGRAMME

Standard

Option





ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
346-070-600	Aluminium-Gewichtsetui 346-070-600 (für Nennwerte 10 kg Block für Klassen F1 - M3 für Bauform Block)

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
920-351	Markierung von Prüfgewichten (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-351
921-444	Garantierte Plus-Abweichung (> +1/3 OIML) KERN 921-444
962-444	DAkkS-Kalibrierschein 962-444
962-444R	DAkkS-Rekalibrierung 962-444R

KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage