

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 336-38

Peso individual, Classe OIML F2, 20 kg, Bloco, aço inox

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

POR FAVOR, OBSERVE PARA O SEU PEDIDO

- Para este peso, recomendamos vivamente uma caixa devido à classe de peso muito exacta. Encontrará uma seleção na secção de acessórios

PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
346-080-600	Caixa de peso em alumínio 346-080-600 (para valores nominais 20 kg Block para classes F1 - M3 para forma de construção Bloco)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-351	Marcação dos pesos de ensaio (último dígito do número de série) KERN 920-351
962-445	Certificado de calibração DAKKS 962-445
962-445R	Recalibração DAKKS 962-445R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis