

# KERN 336-38

**KERN**

Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 20 kg, Block, Edelstahl



## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	nicht verfügbar
Etui - Aluminium Artikelnummer	346-080-600
Etui - Holz Artikelnummer	nicht verfügbar

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	336

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	6400
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	10700
Prüfgewicht - Nennwert	20 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	300 mg

## Bauform

Bauform Gewicht	Block
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	233×115×147 mm
Material	Edelstahl

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-445
--------------------------------------	---------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	233×115×145 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	20 kg
Bruttogewicht ca.	20 kg
Versandgewicht	20 kg