

KERN 336-38

KERN

Peso singolo, classe OIML F2, 20 kg, Blocco, acciaio inossidabile



Servizi

Numero di articolo per calibrazione 962-445
DAkKS

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F2
Famiglia di prodotti	336

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	20 kg
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	300 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	6400
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	10700
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	F2

Design

Struttura peso	Blocco
Dimensioni peso (L×P×A)	233×115×147 mm
Materiale	acciaio inossidabile

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	233×115×145 mm
Peso netto	20 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	20 kg
Peso lordo ca.	20 kg
Peso di spedizione	20 kg